

Release Notes

Portal de Resultados VeDocs 8

INOVA PAR


 VeDocs

Sumario


Nueva pantalla de login	2
Pantalla Inicial	2
Portal del Paciente	2
Portal del Paciente - Acceso Mobile	3
Portal del Médico	3
Nueva pantalla visita	4
Icono nuevo en la búsqueda	5
Ayuda en la Visita	5
Información de paciente oculta	6
Leyenda oculta	6
Búsqueda Fonética	7
Visualización del identificador	8
Administrar Identificadores	9
Cambios de ubicación en el menú	10
Mejoras en el visor de imágenes DICOM	11
Unificación de Pacientes	12
Seguridad	14

Nueva pantalla de login

Pantalla Inicial



Portal del Paciente



Portal del Paciente - Visión Mobile

¡Excelente! Accede para consultar tus exámenes.

 Identificador

 O acceder con

¡Queda poco para terminar!

 Introduzca la contraseña que recibió para acceder a los exámenes.

 Contraseña

 Ingrese su contraseña a continuación.

Todavía no tienes una cuenta.

 Desea crear? Introduzca su correo electrónico:

[Saltar este paso](#)

Portal del Médico


Hola, médico! Ingrese sus datos:

¿Olvidó su contraseña?

¿Todavía no se ha registrado? Registrar aquí!


Nueva pantalla visita

En VeDocs 8, en la pantalla de Visita, sus funciones siguen siendo las mismas, pero cuenta con la nueva identidad visual de VeDocs.



Icono nuevo en la búsqueda

En la pantalla **Consulta de Pacientes**, el icono de la sección de búsqueda ha cambiado para una lupa.



Ayuda en la Visita

VeDocs 8 cuenta con un botón de ayuda que explica cómo visualizar los informes de una visita. Se mostrará en todas las visitas existentes del paciente, junto a la opción *Visualizar Todos*.

« Volver

Alberto Ramos (24 años)

Leyenda:

Visitas
 Por Fecha
 Por Examen

Fecha de Registro: 30/05/2022 Identificador 5858

 Visualizar Todos
 

#	Examen	Categorías	Médico Solicitante	Resultados
<input type="checkbox"/>	Sonografía Superficial Partes Blandas	us	Dr. Alberto G. Robledo Oquet	 
<input type="checkbox"/>	Suplemento Doppler	us	Dr. Alberto G. Robledo Oquet	 

Instrucciones para Visualización

Para visualizar todos los informes médicos de una visita o examen:

- 1) Clic en el botón de visualización de la visita o examen deseado 

Para visualizar informes médicos:

- 1) Seleccione los informes médicos deseados
- 2) Clic en el botón de visualización de la visita o examen deseado o utilizar el icono de visualización en la parte inferior de la página si está utilizando un dispositivo móvil 

Información de paciente oculta

VeDocs 8 permite que la información personal del paciente se minimice durante la consulta. Para expandir o ocultar la información, simplemente haga clic en la flecha situada junto al nombre del paciente.

[« Volver](#)

👤 Marilyn Torres (52 años) ^

♀ Mujer

📅 Fecha de nacimiento: 08/07/1969

🔑 Código do Paciente: 14593

Leyenda oculta

La opción **Leyenda** también cuenta con la posibilidad de tener su información ocultada o expandida, haga clic en la flecha ubicada en el título de la sección. También puede configurar si se mostrará o no la sección Leyenda.

☰ Leyenda: ^

🖼️ Imagen

📄 Informe

Búsqueda Fonética

La función de búsqueda de VeDocs 8 se ha actualizado y ahora funciona de forma fonética. En la pantalla **Consulta de Pacientes**, la búsqueda tendrá en cuenta posibles errores de ortografía cometidos por el usuario y variaciones existentes para el nombre que está siendo consultado.

Consulta de Pacientes

Hola, **Usuario**

[Salir](#)

[Consulta de Pacientes](#)

[Resultados de los Exámenes](#)

[Acceder Exámenes del Paciente por Identificador](#)

0 Examen seleccionado

Búsqueda por Nombre del Paciente, Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa), más [Últimos Pacientes Tratados](#)

Pacientes encontrados

Nombre del Paciente	Fecha de Nacimiento	Código de Visita
Yeseli Maria Peralta Marte	09/08/2001	850108
Yiselle Karina Holguin Morel	25/08/1995	851823
Yisel Fidelina Suero Lopez	05/11/1976	858394
Trigenia Yissel Matos Gomez	21/11/2000	852843
Paola Yissel Lopez Ferran	24/11/1994	864386

« < 1 2 > »

Visualización del identificador



El código identificador, que se muestra al lado de cada visita existente en el perfil del paciente, también puede tener su vista previa configurada.

#	Examen	Categorías	Médico Solicitante	Resultados
<input type="checkbox"/>	Tomografía Torax	ct	Dra. Natalia Garcia Batista	 

#	Examen	Categorías	Médico Solicitante	Resultados
<input type="checkbox"/>	Tomografía Torax	ct	Dra. Natalia Garcia Batista	 



Administrar Identificadores

VeDocs 8 permite la revocación de contraseñas e identificadores directamente en pantalla. Puede activar/desactivar las contraseñas generadas para una visita, gestionar las contraseñas vinculadas al paciente y crear nuevas contraseñas (para visita o para paciente) cuando sea necesario.




Cambios de ubicación en el menú

Las pantallas **Aprobación de Registro Médico**, **Gestión de Entregas** y **Gestión de Envíos** ahora forman parte del menú Operación.



Mejoras en el visor de imágenes DICOM

Inclusión de nuevas funcionalidades tales como la superposición de metadatos y ocultar los estudios.





Vedocs 8 también cuenta con el ajuste sensible para ventanas y pantallas más pequeñas durante la visualización de las imágenes.



Unificación de Pacientes

La pantalla Unificación de pacientes permite unificar los registros duplicados de los pacientes.

Pantalla: *Menú -> Operación -> Unificación de Pacientes*



La duplicación de pacientes puede ocurrir en algunos sistemas de terceros donde hay integración y envío de datos a VeDocs y tienen sus propios mecanismos de unificación. VeDocs ahora tiene una pantalla con esta funcionalidad. Encuentre los pacientes con registros duplicados utilizando los filtros disponibles y seleccione los registros a unificar

Pacientes a Seren Unificados

Paciente Elegido

Nombre	Fecha de Nacimiento	Códigos Externos (SISTEMA TIPO VALOR)	Documentos	Usuários	Visitas
No hay registros					

Pacientes Duplicados

Nombre	Fecha de Nacimiento	Códigos Externos (SISTEMA TIPO VALOR)	Documentos	Usuários	Visitas
No hay registros					

Unificar...
Limpar

Utilice los filtros disponibles en la esquina izquierda de la pantalla para encontrar al paciente. La búsqueda se puede hacer por cédula del paciente, código de la visita, identificador, código externo, además del propio nombre del paciente.

Seguridad

- Diversas correcciones para evitar ataques:
 - Cross-Site Scripting
 - HTML & javascript Injection
 - Insecure Direct Object Reference (IDOR)
 - Enumeración de usuarios
 - Account Takeover
- Eliminación del Portal antiguo con archivo oculto .DS_Storage
 - <https://resultadosradiologia.pacificasalud.com/html/>
- Algoritmos DH-* activos en SSH
- Timestamp activo (sysctl)
- Base de Datos PostgreSQL 9.4
- Actualizaciones:
 - jQuery 3.6.0
 - Apache HTTPD 2.4.58
 - Log4j 2.17 (CVE-2021-44228)
 - Polkit 0.117 (CVE-2021-4034)
 - Sistema Operativo Rocky Linux 9